

Intersurgical Eendelige Guedel

Nieuwe ISO 5364:2016 gespecificeerde kleuren

Productcode	Intersurgical Maat	ISO Maat	Vorige Intersurgical kleur		Nieuwe ISO-conforme kleur	
1000035 (S*)	000	3.5	Roze		Licht groen	NIEUW
1100050 (S*)	00	5.0	Blauw		Blauw	
1110055 (S*)	0	5.5	Grijs		Grijs	
1111065 (S*)	1	6.5	Wit		Bruin	NIEUW
1111570 (S*)	1.5	7.0	Geel		Wit	NIEUW
1112080 (S*)	2	8.0	Groen		Groen	
1113090 (S*)	3	9.0	Oranje		Geel	NIEUW
1114100 (S*)	4	10.0	Rood		Rood	
1115120 (S*)	5	12.0	Paars		Paars	

Deze kleurverandering is van invloed op alle Guedels van Intersurgical, inclusief bulkverpakkingen.
(S*) Voeg een S toe aan het zevencijferige codenummer voor de steriele versie van dit product, bijv. 5000000S



ISO Size 3.5



ISO Size 6.5



ISO Size 7.0



ISO Size 9.0

De vier maten Intersurgical guedels waarvan de kleuren zijn gewijzigd om te voldoen aan de nieuwe norm.

Hoe zijn de oude en nieuwe kleuren van elkaar te onderscheiden

Als u niet zeker weet of uw Guedel voldoet aan de nieuwe ISO-kleurenrichtlijnen vergelijk dan de kleur van de Guedel en de op het begin van de Guedel gedrukte ISO-maat met de bovenstaande tabel.

Ga voor meer informatie naar www.intersurgical.be/info/eendeligeguedel



Kwaiteit, Innovatie en Keuze



@intersurgicalNL /intersurgical NL

www.intersurgical.be